



赛多利斯标准型
PB-10全自动pH/mV计



沃凯新品 pH缓冲溶液



🚀 **高效** 🔄 **稳定** 🎯 **精准**

pH缓冲溶液 pH Buffer

沃凯新品



- 多种产品规格和包装，满足不同客户需求
Various specifications and packings available
- 牌贴采用不同色块区分pH值，便于客户使用
Different color piece on the label to distinguish the pH value, convenient for customers
- 外包装均为PP材质塑料瓶，使用更方便、更安全
High quality PP packaging, more convenient and safer

货号 Cat.No	品名 Name	规格型号 Specification	包装 Packing
72013480	pH缓冲溶液	pH=4.00 (25°C) (沃凯)	250mL
72013481	pH缓冲溶液	pH=6.86 (25°C) (沃凯)	250mL
72013482	pH缓冲溶液	pH=9.18 (25°C) (沃凯)	250mL
72013483	pH缓冲溶液	PH=7.0 (25°C) (沃凯)	250mL
72013484	pH缓冲溶液	PH=10.0 (25°C) (沃凯)	250mL
72013485	pH缓冲溶液	pH=4.00 (25°C) (沃凯)	50mL
72013486	pH缓冲溶液	pH=6.86 (25°C) (沃凯)	50mL
72013487	pH缓冲溶液	pH=9.18 (25°C) (沃凯)	50mL
72013488	pH缓冲溶液	PH=7.0 (25°C) (沃凯)	50mL
72013489	pH缓冲溶液	PH=10.0 (25°C) (沃凯)	50mL
72013490	成套pH缓冲溶液	pH=4.00/6.86/9.18 (25°C) (沃凯)	3x50mL/盒
72013491	成套pH缓冲溶液	pH=4.00/7.0/10.0 (25°C) (沃凯)	3x50mL/盒

赛多利斯标准型PB-10全自动pH/mV计 Sartorius PB-10 pH/mV

- 全自动温度补偿
Automatic temperature compensation
- 最多3点校准存储
Three points calibration storage
- 全自动显示电极斜率及使用状态
Automatic electrode slope and use state display
- 自动识别3组16种缓冲液
Automatic identification of three groups of 16 kinds of buffer
- 校准只需按一个键，简单方便
One key calibration, easy and convenient
- 同步显示pH、温度和缓冲液
Synchronous display of pH, temperature and buffer
- 多功能支架，配送高性能的三合一电极
Multi-functional bracket with high performance three-in-one electrode



国药试剂订阅号



国药试剂公众号



国药集团化学试剂有限公司
Sinopharm Chemical Reagent Co., Ltd

上海·北京·沈阳·陕西·苏州·合肥
太原·长春·长沙·成都·重庆·大连·哈尔滨·杭州·济南·嘉兴·南昌·南京·南通·宁波
青岛·厦门·深圳·石家庄·台州·泰安·泰州·天津·无锡·武汉·徐州·烟台·淄博

上海市宁波路52号(200002) 电话: (021)63219651 传真: (021)63233357
Email: sj_office@sinopharm.com

更多详情请询销售部